

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ COVID-19

МОДУЛЬ ТОМОГРАФИЧЕСКИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ – МТР



electronxray.com

ВЫПУСК ДО 8 ШТ. В НЕДЕЛЮ

МОДУЛЬ ТОМОГРАФИЧЕСКИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ

ПРИОБРЕТЕНИЕ МТР ДАЕТ ЗАКАЗЧИКУ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Оперативно организовать работу кабинета компьютерной томографии.

Быстро нарастить диагностические мощности ЛПУ.

Снизить риск инфицирования за счет отсутствия непосредственного контакта пациентов и мед. персонала.



СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ МТР

**МТР - ЭФФЕКТИВНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ,
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОЕ И УКОМПЛЕКТОВАННОЕ ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ
КТ ДИАГНОСТИКИ.**

1

КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

Производственные мощности
обеспечивают выпуск
до 8 единиц в неделю.

2

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ МОДУЛЯ

Развертывание МТР всего
за несколько часов.

3

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ

Минимизация риска
инфицирования за счет отсутствия
непосредственного контакта
пациентов и мед. персонала.

4

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

До 12 пациентов в час, при
дезинфекции после каждого
пациента.

5

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Включая полную замену объема
воздуха после каждого
пациента.

МОБИЛЬНОСТЬ

Доставка к месту установки
на автомобильном прицепе.

Возможность изменения
местоположения МТР в любой
необходимый момент.





ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Встроенные системы водоснабжения, климат контроля, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и громкой связи.

Работа в автономном режиме (ИБП до 100 кВА).

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Проведение в автоматическом режиме дезинфекции и вентиляции внутренних помещений и замена объема воздуха после каждого пациента (не более 3 мин.) обеспечивает высокую безопасность.




ПОЧЕМУ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ В СОСТАВЕ МОДУЛЯ?



СДЕЛАНО В РОССИИ

Оптимальный инструмент для первичной оценки и дифференциальной диагностики заболеваний ОГК, а также для выявления сопутствующих заболеваний у пациента.



** Временные методические рекомендации «Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрава России (версия 7 от 03.06.2020)*

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ КТР 64 СРЕЗА

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ НИПК «ЭЛЕКТРОН»



Единственный компьютерный томограф, который выпускается
российским производителем и соответствует требованиям
постановлений Правительства РФ:




от 05.02.2015 №102
от 17.07.2015 №719
от 10.07.2019 №878

*КТР по ТУ 26.60.11-032-11150760-2018
РУ ФСР 2010/08617 от 16.06.2020*

ПРОДУМАННОСТЬ МАРШРУТИЗАЦИИ



СДЕЛАНО В РОССИИ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Разработан как для борьбы с COVID-19, так и для использования как постоянный кабинет КТ в диагностике заболеваний (возможно соединить со зданием ЛПУ)



В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОЛЬЗА ПРОДУКТА?



ОРГАНИЗАТОРАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Уменьшение очереди пациентов, ожидающих проведения диагностики.
- Снижение смертности за счет ранней диагностики заболевания.
- Безопасность медицинского персонала.
- Возможность применения телемедицинских технологий для удаленного описания исследований.

РЕНТГЕНОЛОГАМ И РЕНТГЕНОЛАБОРАНТАМ

- Минимальный риск инфицирования за счет отсутствия непосредственного контакта с пациентами, разделение потоков.
- Повышение уровня комфорта — нет необходимости надевать защитный костюм.
- Удобство сохранения и передачи исследований — кабинет подключается к существующей в ЛПУ системе хранения данных (PACS).

ПАЦИЕНТАМ

- Снижение времени ожидания исследования.
- Минимизация риска заражения благодаря дезинфекции кабинета после каждого пациента.
- Низкая лучевая нагрузка за счет применения специализированных низкодозовых режимов сканирования.

«МЫ РАЗРАБОТАЛИ МТР, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС
ИССЛЕДОВАНИЯ — **БЕЗОПАСНЫМ, УДОБНЫМ И БЫСТРЫМ,**
А ДИАГНОСТИКУ — **ЭФФЕКТИВНОЙ И ДОСТУПНОЙ**».

Санкт-Петербург

ТЕЛ: +7 (812) 325-0202

ФАКС: +7 (812) 325-0444

E-MAIL: mtr@electronxray.com

electronxray.com